

Wytyczne Krajowego Ośrodka ds. Diagnostyki Zakażeń Poliovirusami w NIZP PZH-PIB dotyczące pobrania, przechowywania i transportu próbek do badania w kierunku wirusów polio.

Krajowy Ośrodek ds. Diagnostyki Zakażeń Poliovirusami jest jedyną w Polsce jednostką posiadającą akredytację WHO i upoważnioną do wykonywania badań diagnostycznych w kierunku wirusów polio.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych każdy przypadek ostrego porażenia wiotkiego u dzieci i młodzieży do lat 15 wymaga diagnostyki w kierunku wirusów polio. Badanie polega na izolacji wirusów w hodowlach komórkowych i jest badaniem bezpłatnym.

Należy pobrać dwie próbki kału w dwóch pierwszych tygodniach choroby, w odstępie 24-48 godzin.

Próbkę kału (8 – 10g lub grudkę wielkości wiśni) należy pobrać do jałowego, plastikowego pojemnika (kałówki).
Pojemnik oznakować wpisując imię i nazwisko pacjenta oraz datę pobrania próbki.

Zaleca się przesłanie próbek w ciągu 3 dni od pobrania. Przechowywanie oraz transport powinien odbywać się w warunkach chłodzi (5±3°C). W przypadku braku możliwości przesłania pobranych materiałów do Laboratorium w ciągu zalecanych 3 dni, próbki należy przechowywać w zamrożeniu (<-15°C) do momentu wysyłki.

Próbki wraz ze zleceniem badania (<https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/PO-02ed-11-F06-formularz-zlecenia.pdf>)

należy przesłać na adres:

Zakład Wirusologii NIZP-PZH

Ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

Tel. (22) 54 21 230 Fax. (22) 54 21 385 e-mail: polionlpol@pzh.gov.pl

Proces diagnostyczny trwa od 10 do 14 dni, po tym czasie do Instytucji zlecającej zostanie wysłany wynik badania.